

NOOANCE

PARIS



MASQUE LED MULTI-FONCTIONS
MODE D'EMPLOI

LED MASK MULTI-FUNCTIONS
USER MANUAL

Table des Matières

	La Science de la Thérapie par la Lumière	4
	Informations sur l'Entreprise	5
	Informations sur le Produit	6
	Spécifications de l'Appareil	
	Accessoires de l'Appareil	
	Réactions Indésirables	
	Contre-indications	
	Avertissements	
	Précautions	
	Utilisation en Voyage et à l'International	
	Avertissement	
French	03-24	
	Risques	15
	Risques Potentiels	
	Test de Sensibilité à la Lumière	16
English	27-47	
	Comment utiliser l'appareil (deux façons de l'utiliser)	17
	Utilisation sur batterie	
	Utilisation avec l'adaptateur secteur	
	Installation des sangles	
	Protocole thérapeutique	
	Charge des appareils	
	Entretien et rangement	
	Nettoyage	
	Dépannage	
	Élimination	
	Garantie	22
	Symboles	23

La Science de la Thérapie par la Lumière

La peau a la merveilleuse capacité d'absorber l'énergie lumineuse, la peau utilise cette énergie pour stimuler les cellules à produire plus de carburant cellulaire (ATP), améliorant leur performance et leur permettant de faire ce qu'elles font naturellement, mais à un rythme accéléré.

Les cellules surchargées par l'exposition à la thérapie lumineuse utilisent cette énergie pour inciter les fibroblastes cutanés à produire plus de collagène, de protéines d'élastine et à stimuler les processus naturels de guérison et de rajeunissement du corps.

La thérapie par la lumière est reconnue médicalement et prouvée cliniquement, et offre de nombreux avantages thérapeutiques qui sont sûrs, non-invasifs et sans produits chimiques.

Informations sur l'Entreprise

Entreprise

NOOANCE INNOVATIONS

Adresse

22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France


Informations générales sur l'appareil

Spécifications de l'Appareil

Longueurs d'onde LED	633 nm +/- 2 nm (Rouge) 830 nm (Infrarouge)
Densité de puissance optique de sortie maximale	2 x 45 mW/cm ²
Température de fonctionnement	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Température de stockage et de transport	-5°C à 55°C 23°F à 131°F
Humidité de fonctionnement	30% à 95% sans condensation
Humidité de stockage et de transport	20% à 95% sans condensation
Alimentation de charge	5V = 2A
Port de charge	USB-C
Câble de charge	USB-C à USB-A
Longueur du câble de charge	2 mètres / 6.562 pieds
Puissance de sortie de l'adaptateur de charge	2A
Batterie	3.7V, 3600mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de charge	240 minutes / 4 heures
Utilisation recommandée	1 fois par jour
Temps de traitement	10 minutes
Dimensions de l'appareil	331*276.7*5 mm
Poids de l'appareil	0.712 kg / 25.12 oz

Accessoires de l'Appareil

1. Masque Led Multi-Fonctions
2. Manuel
3. Sangles Ajustables
4. Alimentation Électrique
5. Adaptateur EU
6. Adaptateur US
7. Adaptateur UK
8. Câble USB
9. Télécommande/Batterie
10. Sac de Rangement



Réactions Indésirables

Si vous avez une réaction indésirable, telle que de l'inconfort, une décoloration de la peau, une irritation cutanée ou d'autres préoccupations, en utilisant cet appareil, arrêtez de l'utiliser immédiatement et consultez votre professionnel de la santé.

L'irritation cutanée, les ecchymoses, les brûlures de contact, les vertiges, les nausées, et les maux de tête sont rares mais possibles effets secondaires. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin traitant.

Contre-indications

- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous êtes enceinte, prévoyez de devenir enceinte, ou allaitez.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des personnes de moins de 18 ans.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones atteintes de phlébite, de thrombophlébite, et de varices.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez une réaction allergique connue au silicone. L'appareil contient des plastiques et du silicone qui entrent en contact avec la peau pendant l'utilisation. En cas de doute sur les allergies, contactez d'abord votre médecin généraliste avant d'utiliser l'appareil.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous souffrez de tout trouble photosensible (sensibilisation à la lumière).
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous prenez un médicament ou des drogues qui peuvent causer une photosensibilité. Si vous n'êtes pas sûr de votre médicament, contactez votre professionnel de santé.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous souffrez de maux de tête induits par la lumière.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez des antécédents médicaux de crises ou d'épilepsie déclenchées par la lumière.

Note : Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre appareil avec quelqu'un d'autre.

Note : Nous vous suggérons fortement de faire preuve de prudence lorsque vous prenez des médicaments qui peuvent endommager la peau. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Note : Si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

⚠ Avertissements

- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin généraliste si vous ressentez une réaction indésirable à l'utilisation de l'appareil.
- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges ou étourdissements) pendant l'utilisation de l'appareil.
- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez l'appareil immédiatement.
- ARRÊTEZ votre traitement si cela vous semble chaud ou si votre peau se sent inconfortablement chaude.
- NE laissez PAS les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- NE PAS utiliser l'appareil pour traiter la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses, ou toute condition cutanée.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches sans pigmentation ou des zones de la peau qui ont du vitiligo. NE PAS diriger la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne. Cela peut provoquer une perte temporaire de la vue.
- Ne placez pas l'appareil si vous avez des plaies ouvertes
- NE PAS utiliser l'appareil en plein air pour éviter d'endommager le produit.
- NE PAS s'asseoir, se coucher ou marcher sur l'appareil. Cela cassera l'appareil.
- NE PAS laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé.

- Pour la garantie et les réparations, contactez le service client.
- NE PAS utiliser ou stocker l'appareil près de surfaces chaudes.
- NE PAS charger l'appareil quand il est proche de ou pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau.
- NE PAS essayer de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Modifier ou ouvrir l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.
- NE PAS effectuer de maintenance ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le support client.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou si le câble de chargement est endommagé.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non approuvés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une intervention chirurgicale récente ou d'autres procédures chirurgicales.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne car cela pourrait résulter en une aggravation des symptômes.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre médecin généraliste si vous ressentez des zones douloureuses lors de l'utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil sur, près, ou par des enfants ou ceux avec des capacités physiques et mentales réduites. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé, nettoyé ou rangé près d'enfants ou de personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites.

- NE PAS utiliser l'appareil avec un autre câble USB-C que celui fourni par NOOANCE.
- NE PAS utiliser l'appareil avec un autre produit topique que celui spécifié par NOOANCE.

Note : L'appareil doit seulement être alimenté avec une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, arrêtez l'utilisation. Contactez le support client pour organiser un remplacement de câble.

NE PAS placer l'appareil sous la lumière directe du soleil.

⚠ Précautions

- Ne pas rayer ou endommager la surface émettant de la lumière.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.
- Lisez toutes les instructions attentivement avant d'utiliser cet appareil.
- Rangez l'appareil selon le protocole établi dans ce manuel.
- Cet appareil est destiné à être utilisé par une seule personne.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, pour des individus en bonne santé, veuillez contacter votre médecin généraliste si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.
- La batterie de l'appareil n'est pas amovible par l'utilisateur.
- Si l'appareil doit être jeté, ne pas le mettre dans un feu.
- Disposez de l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous voyez des signes de dommages tels que des fuites de batterie interne. Contactez notre support client.
- L'appareil doit seulement être alimenté avec une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, arrêtez l'utilisation. Contactez le support client pour organiser un remplacement de câble.
- Consultez votre médecin généraliste avant d'utiliser l'appareil si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, des zones anesthésiées ou désensibilisées.
- Nous vous suggérons vivement de faire preuve de prudence lorsque vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez votre médecin généraliste.

Utilisation en Voyage et à l'International

La conception légère de l'appareil en fait un parfait compagnon de voyage.

Voici quelques conseils de voyage pour vous :

- Si vous voyagez dans une région différente de celle où vous avez acheté l'appareil, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le casque pour confirmer que le casque NOOANCE n'est fourni qu'avec une faible tension de 5V DC.
- Confirmez avec le personnel aérien que l'appareil peut être transporté et/ ou utilisé dans l'avion avant le vol.

Avertissement

NE PAS utiliser l'appareil pour traiter d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans la déclaration des indications d'utilisation dans le chapitre Informations générales sur l'appareil.

Masque Led Multi-Fonctions NOOANCE n'est pas destiné à être utilisé dans le diagnostic de maladies ou d'autres conditions ou dans la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de la maladie, ni n'est destiné à affecter la structure ou fonction du corps.

Risques

⚠ Risques Potentiels

- Juste après le traitement, la peau peut paraître rouge. La peau devrait revenir à la normale dans les 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent apparaître après le traitement par la lumière. Consultez votre professionnel de santé si les maux de tête persistent sur une période de temps plus longue.

⚠ Test de Sensibilité à la Lumière

Nous recommandons vivement aux utilisateurs d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant leur première utilisation de l'appareil.


1. Placez l'appareil sur l'avant-bras interne.
2. Allumez l'appareil pour commencer un traitement.
3. Attendez que le traitement soit terminé. Le traitement durera 5 minutes.
4. Si votre peau est chaude ou inconfortable pendant le traitement arrêtez immédiatement ! Vous pourriez être sensible à la lumière.
5. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le traitement terminé. Retirez l'appareil et attendez au moins 24 heures.

Vérifiez régulièrement votre peau au cours de ces 24 heures, si votre peau apparaît rouge et/ou démange, l'appareil ne vous convient pas. Dans le cas de sensibilité à la lumière, veuillez contacter le service clientèle.

Comment utiliser l'appareil (deux façons de l'utiliser)




Préparation: Avant de commencer le traitement, veuillez nettoyer soigneusement votre peau.




Fixez les sangles 'Velcro' réglables en les passant par les côtés du masque.

Utilisation sur batterie



COU



TORSE




MAINS



JAMBES




ABDOMEN



DOS


Étape 1

Appliquez le masque sur la zone du corps souhaitée en passant les sangles par les côtés appropriés.



Étape 2

Maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer le masque sur la télécommande.



Étape 3

Appuyez sur le bouton démarrage/pause pour commencer le traitement de 10 minutes. Un "bip" indique que le traitement a commencé. Une fois le traitement terminé, le masque s'éteindra automatiquement avec deux "bips".



Étape 4

Si vous le souhaitez, appliquez un sérum hydratant sur votre peau après le traitement.

Utilisation avec l'adaptateur secteur



COU



TORSE




MAINS



JAMBES




ABDOMEN



DOS

Étape 1

Appliquez le masque sur la zone du corps souhaitée en passant les sangles par les côtés appropriés.



Étape 2

Connectez le masque à l'adaptateur pour commencer le traitement de 10 minutes. (Le chronométrage manuel est nécessaire.)




Étape 3

Si vous le souhaitez, appliquez un sérum hydratant sur votre peau après le traitement.

Installation des sangles

Il y a 3 sangles 'Velcro' avec 2 tailles, l'une mesure 25 cm, les deux autres mesurent 80 cm. Fixez les sangles réglables en les passant par les côtés du masque.



(1)



(2)



Option 1 : le "Velcro" le plus court (25 cm) autour du cou.



Option 2 : le grand "Velcro" (80 cm) autour de la taille pour traiter soit la région des reins, soit la région du bas ventre.



Option 3 : le grand "Velcro" (80 cm) autour de la cuisse.

Protocole de Traitement

Utilisez l'appareil 1 fois par jour pendant un minimum de 4 semaines. Après cela, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon vos besoins en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil plus de 7 fois par semaine.

Chargement

Chargez complètement votre appareil NOOANCE pendant 4 heures avant votre première utilisation. Utilisez uniquement un adaptateur de 5V ou un port USB d'ordinateur (évités les chargeurs rapides car ils peuvent endommager la batterie).

Pour charger l'appareil, insérez le câble USB-C dans la Télécommande/Batterie. Insérez le côté USB-A du câble dans une alimentation USB. Lorsque la Télécommande/Batterie est chargée, l'indicateur LED sur l'appareil clignote en blanc, et lorsque la Télécommande/Batterie est complètement chargée, l'indicateur sera blanc fixe.

Avant de charger, assurez-vous que la prise et la fiche sont complètement sèches. Le non-respect de cette règle peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Note : Débranchez toujours l'appareil avant utilisation, l'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

Entretien et Rangement

- La durée de vie de la batterie au lithium peut être maximisée en la laissant se charger complètement puis se décharger complètement pendant une utilisation régulière.
- Rangez l'appareil à température ambiante dans des conditions sèches.
- Rangez l'appareil dans l'emballage fourni. Assurez-vous que l'appareil ne se plie pas, ne s'étire pas ou ne s'écrase pas pendant le stockage ou pendant le transport.
- Évitez de stocker l'appareil dans des conditions poussiéreuses, en plein soleil ou dans des conditions humides.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable.
- Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez l'appareil en suivant les instructions de nettoyage.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil avec une lingette à base d'eau ou un chiffon propre humide. Les tâches tenaces peuvent être enlevées en essuyant doucement avec 70% d'alcool.
- NE PAS utiliser d'autres dispositifs de nettoyage car ceux-ci peuvent endommager l'appareil.
- NE PAS nettoyer l'appareil pendant qu'il est allumé.
- NE PAS nettoyer l'appareil pendant la charge.

Dépannage

Si les actions suggérées ne parviennent pas à résoudre le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après vente en écrivant à bonjour@nooance-paris.com.

⚠ NE tentez PAS de poursuivre l'enquête.

⚠ NE tentez PAS de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de charge n'était pas correctement inséré dans la prise de courant.	Insérez correctement le câble de charge dans la prise de courant.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de charge n'était pas correctement inséré dans l'appareil.	Insérez correctement le câble de charge dans l'appareil et chargez l'appareil.
	La prise de courant n'a pas fonctionné pendant la charge.	Essayez un autre adaptateur 5V ou une autre prise de courant.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 2 secondes complètes.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes d'affilée.
L'appareil s'éteint de manière inattendue.	Le niveau de la batterie est trop faible.	Chargez l'appareil.

⚠ Élimination















NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie au lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, veuillez éliminer en toute sécurité l'appareil en suivant vos directives locales.







Garantie

5. Masque Led Multi-Fonctions garanti exempt de défauts de matériel et de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'adresse qu'à l'acheteur au détail original avec une preuve originale d'achat et uniquement lorsqu'il est acheté auprès d'un revendeur ou d'un détaillant autorisé. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé conjointement avec des accessoires d'appareil autorisés. Si l'appareil devait devenir défectueux pendant la période de garantie, contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les appareils endommagés par :

- Accident, mauvais usage, abus ou modification.
- Utilisation avec des accessoires non autorisés ou utilisation autre que celle indiquée. Connexion à un courant et une tension incorrecte.
- Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil est livré peut être recyclé.

Symboles

Symboles	Signification
	Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe. (Directive basse tension)
	Le déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indique que l'appareil ne peut pas être jeté comme un déchet ménager (2012/19/EU).
	Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Federal Communications Commission et que le fabricant a suivi les procédures d'autorisation de la Déclaration de Conformité du Fournisseur.
	Ce symbole d'avertissement sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires.
	Consultez les instructions d'utilisation.
	Date de fabrication.
	Gardez l'appareil au sec.
	Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.
	Ce symbole se réfère au code de lot de l'appareil.
	Ce symbole indique le connecteur USB.
	Ce symbole signifie garder l'appareil à l'écart de la lumière directe soleil.
	Ce symbole signifie les températures de fonctionnement supérieures et inférieures que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Ce symbole indique l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil est livré peut être recyclé.

	Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil est livré peut être recyclé.
	Pièce appliquée de type BF, B indique qu'elle est utilisée pour le corps et F indique qu'il n'est pas connecté à la tension du réseau.
	Identifiant Unique de Dispositif.
	Ce symbole implique la conformité aux directives britanniques sur la santé, normes de sécurité et de protection de l'environnement. UKCA signifie UK Conformity Assessed.
	Indique que l'appareil est marqué CA65 et autorisé à la vente dans les États-Unis.
	Indique que l'appareil est marqué ROHS et autorisé à la vente en Europe.

 Fabriqué en Chine

Conçu en France

 **NOOANCE INNOVATIONS**
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France

Table of Contents

The Science Of Light Therapy	28
Company Information	29
Product Information	30
Device Specifications	
Device Accessories	
Adverse Reaction	
Contraindications	
Warnings	
Precautions	
Travel And International Use	
Disclaimer	
Risks	38
Potential Risks	
Light Sensitivity Test	39
How To Use The Device (Two ways to use)	
Connect the controller to use	
Connect the adapter to use	
Installation of Straps	
Treatment Protocol	
Charging	
Care And Storage	
Cleaning	
Troubleshooting	
Disposal	
Warranty	45
Symbols	46

The Science Of Light Therapy

The skin has the wonderful ability to absorb light energy, the skin utilizes this energy to kick-start the cells into producing more cellular fuel (ATP), boosting their performance and allowing them to do what they do naturally, but at an enhanced rate.

Super-charged cells from exposure to light therapy use this energy to prompt skin fibroblasts to produce increased collagen, elastin proteins and stimulate the body's natural healing and rejuvenating processes.

Light therapy is recognized medically and also proven clinically, and offers many therapeutic benefits that are safe, non-invasive and chemical free.

Company Information

Company

NOOANCE INNOVATIONS

Address

22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France

Product Information


Device Specifications

LED wavelengths	633 nm +/- 2 nm (Red) 830 nm (Infrared)
Max. output optical power density	2 x 45 mW/cm2
Operating temperature	0°C to 40°C 32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport Humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply	5V = 2A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C to USB-A
Charging cable length	2 meters / 6.562 feet
Charging adapter power output	2A
Battery	3.7V, 3600mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	240 minutes / 4 hours
Recommended use	1 time per day
Treatment time	10 minutes
Dimensions of the device	331*276.7*5 mm
Weight of the device	0.712 kg / 25.12 oz

The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.

Device Accessories

1. NOOANCE Led Mask Multi-Functions
2. Manual
3. Adjustable Straps
4. Power Supply
5. EU Adapter
6. US Adapter
7. UK Adapter
8. USB Cable
9. Controller
10. Storage Bag



Adverse Reaction

If you have any adverse reaction, such as discomfort, skin discoloration, skin irritation or other concerns, from using this device, stop using it immediately and consult your health professional.

Skin irritation, bruising, contact burns, dizziness, nausea, and headaches are rare but possible side effects. Immediately stop using the device and contact your General Practitioner.

The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.

Contraindications

- DO NOT use the device if you have any active cancer or cancerous lesion.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning on becoming pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device on people under the age of 18.
- DO NOT use the device over areas with phlebitis, thrombophlebitis, and varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to silicon. The device contains plastics and silicon that come into contact with the skin during use. When in doubt of allergies first contact your General Practitioner before using the device.
- DO NOT use the device if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- DO NOT use the device if you are taking any medication or drugs that can cause photosensitivity. If you are not sure about your medication contact your health professional.
- DO NOT use the device if you suffer from light-induced headaches.
- DO NOT use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy that was triggered by light.

Note: For reasons of hygiene, we do not recommend sharing your device with anyone else.

Note: We highly suggest taking caution when taking any (skin related) damaging medications. If in doubt, consult your General Practitioner.

Note: If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.

⚠ Warnings

- STOP using the device and consult your General Practitioner if you experience an adverse reaction from using the device.
- STOP using the device if you experience symptoms of hypotension (dizziness or light-headedness) while using the device.
- STOP using the device if it is overheating. Turn off the device immediately.
- STOP your treatment if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device shall not be done by children.
- DO NOT use the device to treat rosacea, moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT shine the light from the LEDs directly into your eyes or someone else's eyes. This may cause temporary loss of sight.
- DO NOT place the device if you have any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT sit, lay down or step on the device. This will break the device.
- DO NOT drop or insert any object into any openings of the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs contact customer support.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- DO NOT charge the device when it is close to or might get in contact with water.
- DO NOT submerge the device in water.

- DO NOT place the device under direct sunlight.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. Modifying or opening the device will void your warranty. The device contains no serviceable parts. This device contains batteries that are non-replaceable.
- DO NOT perform maintenance or take apart the product. In case of malfunctioning or damage, contact customer support.
- DO NOT use the device if damaged or when the charging cable is damaged.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way than that specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection as this may result in the worsening of symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your General Practitioner when you experience painful areas during use.
- DO NOT use the device on, near, or by children or those with reduced physical and mental abilities. Close supervision is necessary when this device is used, cleaned or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any other USB-C cable the one provided by NOOANCE.
- DO NOT use the device with any other topical other than specified by NOOANCE.

Note: The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main cable is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a cable replacement.

⚠ Precautions

- Do not scratch or damage the light-emitting surface.
- It will void your warranty if you do not operate the device in accordance with the instruction in the manual.
- Read all instructions carefully before using this device.
- Store the device according to the protocol worked out in this manual.
- This device is intended to be used by one person.
- The device is designed for cosmetic use only, for individuals with good health. Please contact your General Practitioner if you are unsure about your health status.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of damage such as internal battery leaks. Contact our customer support.
- The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main cable is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a cable replacement.
- Consult your General Practitioner before using the device if you have a fever, acute inflammation, a severe circulatory disorder, light sensitivity, anaesthetic, or desensitized areas.
- We highly suggest taking caution when taking any medications. If in doubt, consult your General Practitioner.

Travel And International Use

The device's lightweight design makes it a perfect travel companion. Here are some travel tips for you:

- If you are travelling to a different region of where you bought the device, please contact the retailer you purchased the LED Neck Mask from. The NOOANCE LED Neck Mask is only supplied with a 5V DC Low Voltage.
- Confirm with the aircrew that the device can be carried and/or used on the airplane prior to flight.

Disclaimer

DO NOT use the Device to treat any other conditions apart from the conditions that are indicated in the Indications for Use statement in Chapter General Device Information.

NOOANCE Led Mask Multi-Functions is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease, nor is it intended to affect the structure or function of the body.

Risks

Potential Risks

- Immediately after treatment skin may appear red Skin should return to normal within 1-2 hours.
- Temporary headaches may appear after the light treatment. Consult you health professional if the headaches stay over a longer period of time.

Light Sensivity Test

We highly recommend users perform a light sensitivity test before their first use of the device.


1. Place the device on the inner forearm.
2. Turn on the device to start a treatment.
3. Wait till the treatment is done. The treatment will take 5 minutes to complete.
4. If your skin feels hot or uncomfortable during the treatment directly stop! You might be sensitive to light.
5. The device will automatically turn off after the treatment is done. Remove the device and wait for at least 24 hours.

Check your skin regularly over those 24 hours, if your skin appears red and/or itchy the device is unsuitable for you. In the case of light sensitivity please contact customer support.

How To Use The Device (Two ways to use)



Preparation: Before starting the treatment, please thoroughly cleanse your skin.



Attach the adjustable straps to the device by threading through the sides of the device.



Step 4

If you wish, you can apply a moisturizing serum to your skin after the treatment.

Connect the controller to use



NECK



CHEST




HANDS



LEGS




LOWER ABDOMEN



BACK


Step 1

Apply the device to the desired body part by threading the straps through the appropriate sides.



Step 2

Long press the ON/OFF button for 2 seconds to turn on the device on the Controller.



Step 3

Press the start/pause button to begin the 10-minute treatment. A "beep" indicates the treatment has started. Once the treatment is complete, the device will turn off automatically with two "beep" sounds.

Connect the adapter to use



NECK



CHEST



HANDS



LEGS




LOWER ABDOMEN



BACK

Step 1

Apply the device to the desired body part by threading the straps through the appropriate sides.



Step 2

Connect the device to the adapter to begin the 10-minute treatment. (Manual timing is required.)




Step 3

If you wish, you can apply a moisturizing serum to your skin after the treatment.

Installation of Straps

There are 3 straps with 2 sizes, one is 25cm, the other two are 80cm. Attach the adjustable straps to the device by threading through the sides of the device.



Treatment Protocol

Use the device 1 time per day for a minimum of 4 weeks. After that you can continue using the device as required based upon your lifestyle and skin condition. It is not recommended to use the device more than 7 times per week.

Charging

Charge your NOOANCE device fully for 4 hours before your first use. Only use a 5V adapter or computer USB port (avoid fast chargers as they can damage the battery).

To charge the device insert the USB-C cable into the controller. Insert the USB-A side of the cable into a USB power supply. When the controller is charged, the LED indicator on the device flashes white, and when the controller is fully charged, the indicator will be steady white.

Before charging, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in electric shock, short circuit, or fire.

Note: Always unplug the device before use, the device will not work while being charged.

Care And Storage

- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and then fully discharge during regular use.
- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Store the device in the supplied packaging. Make sure the device will not bend, stretch or crush while being stored or when travelled with.
- Avoid storing the device in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
- This device contains no serviceable parts.
- Before each use, with the device switched off, clean the device following the cleaning instructions.

Cleaning

- Clean the device with a water-based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- DO NOT use any other cleansing devices as these may damage the device.
- DO NOT clean the device while it is turned on.
- DO NOT clean the device while charging.

Warranty

NOOANCE Led Mask Multi-Functions is warranted to be free from defects in material and workmanship for 24 months from its original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized retailer or reseller. This warranty only extends if the device is used in conjunction with authorized device accessories. If the device should become defective within the warranty period, contact the retailer that you purchased the device from. This warranty does not cover devices damaged by:

- Accident, misuse, abuse, or alteration.
- Use with unauthorized accessories or use other than as instructed.
- Connecting to incorrect current and voltage.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please return to Nooance or contact to by email bonjour@nooance-paris.com.















- ⚠ DO NOT attempt to investigate any further.
- ⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.







Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device.	Insert the charging cable properly into the device and charge the device.
	The power outlet didn't work during charging.	Try a different 5V adapter or power outlet.
	After pressing the On/Off for a full 2 seconds, there is no short press of the "Start/Pause" button for 1 second.	After pressing on/off for a full 2 seconds, you need to press the "Start/Pause" button for 1 second to start treatment.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the device.

⚠ Disposal

DO NOT dispose of the device with household waste. The Device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

Symbols

Symbol	Explanation
	Indicates the device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive)
	The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).
	Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures.
	This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.
	Consult instructions for use.
	Date of Manufacture.
	This symbol means keep the device dry.
	This symbol indicates the serial number of the device.
	This symbol refers to the batch code of the device.
	This symbol indicates the USB connector.
	This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery.
	This symbol means keep the device away from direct sunlight.
	This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.
	This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.

	This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.
	Type BF Applied Part, B indicates it is used for the body and F indicates that it is not connected to the mains voltage.
	Unique Device Identifier.
	This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.
	Indicates the device is CA65 Marked and authorized to sell in the United States.
	Indicates the device is ROHS Marked and authorized to sell in Europe.


 Made in China

Designed in France


 NOOANCE INNOVATIONS
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France



**COU
NECK**




**TORSE
CHEST**




**MAINS
HANDS**



**JAMBES
LEGS**



**ABDOMEN
LOWER ABDOMEN**



**DOS
BACK**